













GUÍA DE REFERENCIA

| | | |
|----------------------|---|---|
| <p>Lado 1</p> | <p>Guía de referencia Repatha® (evolocumab) inyectable, para uso subcutáneo Autoinyector SureClick® monodosis precargado 140 mg/ml</p> | <p>Antes del uso, lea todas las instrucciones de la caja. ¿Tiene alguna pregunta? Llame al 1-844-REPATHA. (1-844-737-2842)</p> |
|----------------------|---|---|

| <p>Guía de piezas</p> | | <p>Antes de administrar la inyección, espere al menos 30 minutos para que el autoinyector alcance la temperatura ambiente.</p> | | <p>Tire del capuchón anaranjado para retirarlo, pero solamente cuando esté listo para inyectar. No deje el autoinyector sin el capuchón anaranjado durante más de 5 minutos. El medicamento puede secarse.</p> | |
|--|--|--|--|---|--|
| <p>Botón gris de inicio</p> <p>Fecha de vencimiento</p>  <p>Visor</p> <p>Medicamento</p> <p>Capuchón anaranjado colocado</p> <p>Protector de seguridad amarillo (con la aguja adentro)</p> | | <p>1</p> <p>Prepare y limpie el lugar de inyección.</p>  <p>Parte superior del brazo</p> <p>Abdomen</p> <p>Muslo</p> | <p>2</p>  <p>Capuchón anaranjado</p> <p>5 minutos</p>  <p>Sigue en el reverso</p> | | |

| | | | | |
|---|--|--|---|---|
| <p>Lado 2</p> | <p>Guía de referencia Repatha® (evolocumab) inyectable, para uso subcutáneo Autoinyector SureClick® monodosis precargado 140 mg/ml</p> | <p>AMGEN® Fabricado por: Amgen Inc. One Amgen Center Drive Thousand Oaks, CA 91320-1799 © 2019-2022 Amgen Inc. Todos los derechos reservados.  Este material impreso es reciclable. <part number> Modificado: 8/2022 v4</p> | | |
| <p>Estire o pellizque el lugar de inyección para formar una superficie firme.</p> | | <p>Ponga el protector de seguridad amarillo (con la aguja adentro) sobre la piel en un ángulo de 90 grados.</p> | <p>Presione con firmeza el autoinyector contra la piel hasta que deje de moverse.</p> | <p>Continúe presionando contra la piel durante aproximadamente 15 segundos.</p> |
| <p>3</p> <p>Método de estiramiento:</p>  <p>o bien</p> <p>Método de pellizco:</p>  | <p>4</p> <p>Protector de seguridad amarillo (con la aguja adentro)</p>  | <p>5</p> <p>Cuando esté listo para inyectar, apriete el botón gris de inicio. Oirá un clic.</p> <p>"clic"</p>  | <p>6</p> <p>15 segundos</p>   <p>Cuando finaliza la administración de la inyección, el visor cambia de transparente a amarillo.</p> <p>"clic"</p>  | |